



## Cleartest® Humanofecal

ausschließlich Human-Hämoglobin anzeigend

Der CLEARTEST® Humanofecal ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis niedriger Konzentrationen von okkultem Blut (FOB = fäkales - okkultes Blut) im Stuhl beim Menschen.

Die Nachweisgrenze beträgt 10 ng/ml. Probenaufnahme: 3 Tropfen

Auswertung nach 5 Minuten. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Vorteile gegenüber anderen etablierten Stuhltesten:

- Spricht gezielt nur auf menschliches Blut im Stuhl an. Bisherige Guajak-Methoden reagieren oft falsch positiv auf tierisches Blut in der Nahrung, auf Gemüse, Früchte und Medikamente.
- Besonders hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit bei immunologischem Stuhltest (FOB).
- Probenentnahme für den Patienten einfach und hygienisch. Die unangenehme Probenentnahme mit Pappelöffeln entfällt.
- Geschlossenes System, ideal zum Transport
- Angenehme Auswertung durch Auftropfen auf Testkassette.

Kein Direktkontakt mit Probe mehr möglich und nötig.

- Komplette mit dem hygienischen Stuhl-Probensammler.

So einfach gehts!

Der Patient entnimmt die Stuhlprobe mit dem Gewindestab und schiebt diesen in das Probengefäß mit Schraubverschluss. Keine Kontamination möglich! Geschlossenes System

Bei der Auswertung im Labor wird nur die Spitze des geschlossenen Probengefäßes geöffnet und einige Tropfen auf die Testkassette gegeben.

Das Ergebnis ist innerhalb von 5 Minuten ablesbar.

Seit dem 1. 11. 2013 über die Kasse abrechenbar - abhängig von Bundesland und Krankenkasse!

Type	PZN	VE	REF
Humanofecal, einzeln	04031434	10 Teste	C3 5010
Humanofecal, einzeln	03044699	20 Teste	C3 5020
Humanofecal, lose gepackt	04031440	50 Teste	C3 5050
CLEARTEST® Humanofecal-Patienteninformation		1 Stück	Z1 12-05-01