

NOLL-cell

Zellstofftupfer



Artikelbeschreibung

Tupfer aus hochgebleichtem Zellstoff (nach DAB) nach Injektionen. Leichtes Trennen der einzelnen Tupfer durch vorperforierte Abmessungen (4cmx5cm). Fusselfreie Oberfläche und optimale Saugkraft durch mehrlagige Zellstoffschichten. Flüssigkeit (Blut) dringt direkt in den Tupfer ein - ein Verschmieren wird somit vermieden. 2 Rollen im wieder verschließbaren Beutel.

Abmessungen NOLL-cell Zellstofftupfer

Artikel-Nr.	Größe	Verpackungseinheit	PZN
553015	4cm x 5cm	2 Rollen á 500 Stück	06849021

Materialzusammensetzung

Material: 100% Zellstoff - hochgebleicht, chlorfrei, vorperforiert

Technische Daten

Bezeichnung	Abmessung	Toleranz
Durchmesser der Rolle	130mm	+ / - 15mm
Breite der Rolle	100mm	+ / - 5mm
Höhe eines Beutels	300mm	+ / - 20mm
Gewicht per Rolle (lose)	215gr.	+ / - 8gr.
Gewicht per Beutel (2 Rollen im PE-Beutel)	450gr.	+ / - 10gr.

Noll Handel für Ärzte- und Krankenhausbedarf GmbH
Hingbergstrasse 333 – 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0)208 / 43976-0
Fax: +49 (0)208 / 43976-23