

NOLL-derm

Fixierpflaster

Eigenschaften

Rollenpflaster aus transparenter, anschmiegsamer Polyethylenfolie. NOLL-derm ist perforiert und daher leicht quer, längs und in der Mitte reißbar. Zur Fixierung von Verbänden jeglicher Art, Kanülen, Kathetern und Sonden. Hautfreundlich durch Polyacrylat-Kleber. Luft- und wasserdampf-durchlässig. Grüne Spule.

Abmessungen NOLL-derm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe	Verpackungseinheit	PZN
605015	5m x 1,25cm	transparent	18 Stück	06848613
605115	5m x 2,50cm	transparent	12 Stück	06848636
605215	5m x 5,00cm	transparent	6 Stück	06848642

Materialzusammensetzung

Trägermaterial: transparente, perforierte Polyethylenfolie
Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Haltbarkeit: bei sachgerechter Lagerung 5 Jahre ab Produktionsdatum