

NOLL-Zinkleimbinde

elastische Zinkleimbinde

Beschreibung

Einfaches, faltenfreies Anlegen der Binde in einem Zug, dadurch entfällt zeitaufwendiges Schneiden der einzelnen Lagen. Leicht modellierbares, plastisches Material, sicherer Sitz – verrutscht nicht. Geeignet bei gezielten Kompressionen.
Anzuwenden als leicht stützender, halbstarrer Dauerkompressionsverband bei:

z.B.: Ödemen, Distorsionen des oberen Sprunggelenkes,
 bei unkomplizierten, belastungsstabilen Frakturen,
 Muskelzerrung, Muskelfaserrisse, chronisch venöser Insuffizienz,
 Nachbehandlung nach Behandlung mit starren Verbänden (Frakturen
 oder Luxationen)
 Tendopathien, Tendovaginitis uvm.

Abmessungen NOLL-Zinkleimbinde

Artikel-Nr.	Länge/Breite	Verpackungseinheit	PZN
430515	5m gedehnt x 10cm	20 Stück	03469938
430615	7m gedehnt x 10cm	20 Stück	03469944
430715	10m gedehnt x 10cm	20 Stück	03469950

Materialzusammensetzung

Trägermaterial: elastisches Mullbindengewebe
Paste: modifizierter Zinkleim

Noll Handel für Ärzte- und Krankenhausbedarf GmbH
Hingbergstrasse 333 – 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0)208 / 43976-0
Fax: +49 (0)208 / 43976-23