

Vinyl 2000 PP

Der gepuderte Einmal-Untersuchungshandschuh aus Vinyl

Charakteristik

Der Vinyl 2000 PP ist ein latexfreier, gepudertter Untersuchungshandschuh, der sich durch seine weiche Konsistenz und hohe Tastsensibilität in Anwenderkreisen hoher Beliebtheit erfreut. Als Latex-Ersatz eignet sich Vinyl bestens für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latex-Allergie. Beidhändig passend mit Rollrand, gepudert, unsteril, für den Einmalgebrauch.

Hautfreundlichkeit

Dieser Handschuh ist eine hervorragende Alternative für Allergiker, denn er ist frei von Akzeleratoren, die Typ-VI-Allergien hervorrufen können, und komplett frei von allergenen Proteinen und schützt Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latex-Allergie (Typ-I-Allergie).

Zudem verzichten wir - wie bei all unseren Handschuhen - komplett auf den Einsatz von MBT (Mercaptobenzothiazol)¹⁾, ein allergener Schadstoff, der von vielen Mitbewerbern immer noch als Vulkanisationsbeschleuniger und Alterungsverzögerer verwendet wird.

Zu 100 % DEHP-frei!

Anwendung

Geeignet für die Patientenpflege, in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten und im Pflegebereich allgemein.



Größe	REF	Box	Karton	Europalette
Vinyl 2000 PP (gepudert)				
X-Small (XS)	1151XS	100 Stück	10 Boxen	60 Kartone
Small (S)	1151S	100 Stück	10 Boxen	60 Kartone
Medium (M)	1151M	100 Stück	10 Boxen	60 Kartone
Large (L)	1151L	100 Stück	10 Boxen	60 Kartone
X-Large (XL)	1151XL	100 Stück	10 Boxen	60 Kartone

Unser Tipp für Sie

- Unsere **Gentle Med® Cremelotion W/O** ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.
- Besonders empfindlichen Anwendern empfehlen wir unsere **Zwirnhandschuhe** mit unseren Einmalhandschuhen zu kombinieren, denn sie bieten noch einen zusätzlichen Schutz für strapazierte Hände und gegen Kontaktallergien.

Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen den folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte zuletzt geändert durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47 und
- den harmonisierten Normen dieser Richtlinie, speziell
- der DIN EN 455 in allen Teilen (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- AQL (Accepted Quality Level) 1,5
- der ASTM F739 (Permeation Test)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit und Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e. V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen